

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

H-FABP CONTROL LEVEL 2

(Tên trên vỏ hộp - Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein Control Level 2)

Mã code sản phẩm: FB 4027

Đóng gói: 3 x 1 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

The Randox H-FABP Control Level 2 được thiết kế để sử dụng trong kiểm chuẩn chất lượng H-FABP trên các máy phân tích RX series, bao gồm cả RX daytona và RX imola. Kiểm chuẩn có chứa protein liên kết axit béo loại tim (H-FABP).

MÔ TẢ THIẾT BỊ

H-FABP Controls có 2 mức, 1 và 2

CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng tránh bình thường cần thiết để xử lý thuốc thử trong phòng xét nghiệm.

Nguồn nguyên liệu từ người, sản phẩm này được tạo ra đã được sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không có phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Tờ công bố về dữ liệu an toàn và sức khỏe (MSDS) được cung cấp theo yêu cầu.

Thuốc thử phải được sử dụng chỉ cho mục đích của nhân viên phòng xét nghiệm có trình độ phù hợp, trong điều kiện phòng xét nghiệm thích hợp.

THÀNH PHẦN THUỐC THỬ

Lyophilised 19 mM Tris buffered saline, pH 7.2 containing a protein matrix, stabilisers, preservatives and H-FABP.

LƯU TRỮ VÀ ỔN ĐỊNH

Không làm đông.

Chưa mở: Lưu trữ ở + 2 ° C đến + 8 ° C cho đến ngày hết hạn.

Đã mở: Các lọ được hoàn nguyên ổn định trong 35 ngày ở + 2 ° C đến + 8 ° C, khi được lưu trữ trong lọ ban đầu. Chỉ nên loại bỏ lượng sản phẩm cần thiết. Sau khi sử dụng, bất kỳ sản phẩm còn lại nào cũng KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI lọ ban đầu.

Các lọ được tái tạo ổn định trong 8 tuần ở nhiệt độ 20 ° C, khi đông lạnh một lần

VẬT LIỆU CUNG CẤP

H-FABP Control Level 2: 3 x 1 ml

VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP

Pipet thể tích

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

The H-FABP controls được cung cấp dưới dạng đông khô.

1. Mở lọ rất cẩn thận, tránh làm mất vật liệu.
2. Cẩn thận pha lại mỗi lọ với chính xác 1 ml nước cất ở nhiệt độ + 15 ° C đến + 25°C.
3. Thay nút cao su, đóng lọ và để lắng trong 30 phút khi trời sáng.
4. Đảm bảo rằng vật liệu được hòa tan hoàn toàn.
5. không được lắc

Các lọ sản phẩm chỉ nên được hoàn nguyên bằng quy trình này.

GIỚI HẠN

1. Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng.
2. Không sử dụng sản phẩm nếu có bằng chứng nhiễm bẩn.

GIÁ TRỊ ẮN ĐỊNH

Mỗi lô kiểm chuẩn H-FABP đều được đo bằng phương pháp miễn dịch độ đục bởi Randox Laboratory Limited, với sự tham khảo rất nhiều về lô hiệu chuẩn H-FABP.

GIÁ TRỊ

30.41 ng/ml 24.33 - 36.49 ng/ml

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.trang@gmail.com