

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mã code sản phẩm: HA 8124

Đóng gói: 5 x 0.5 ml

HbA_{1c} II CALIBRATOR SET
(Tên trên vỏ hộp: **HbA_{1c} II CAL**)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất kiểm chuẩn HbA_{1c} II được sử dụng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA_{1c} II.

MÔ TẢ

Cal HbA_{1c} II chứa máu toàn phần. Một giá trị nhất định được gán cho hóa chất cal HbA_{1c} II.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN

Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Không hút pipet bằng miệng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để xử lý hóa chất trong phòng xét nghiệm.

Nguyên liệu nguồn gốc từ con người, từ đó sản phẩm này được tạo ra, đã được thử nghiệm ở cấp độ của người hiến tặng cho kháng thể Virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV 1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể Viêm gan C (HCV) **KHÔNG PHẢN ỨNG**. Các phương pháp được FDA chấp thuận đã được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm này.

Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn về việc không có tác nhân gây nhiễm trùng, nên vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh nhân nên được xử lý như thể có khả năng truyền bệnh truyền nhiễm và xử lý theo bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

BẢO QUẢN VÀ ỔN ĐỊNH

Chưa mở: Lưu trữ ở + 2 ° C đến + 8 ° C. Ổn định đến ngày hết hạn in trên lọ.

Đã mở: Bộ hiệu chuẩn ổn định trong 14 ngày, khi được hoàn nguyên và được lưu trữ ở + 2 ° C đến + 8 ° C.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Bộ hiệu chuẩn HbA_{1c} II được cung cấp dạng đông khô.

- Cẩn thận pha lại mỗi lọ mẫu hiệu chuẩn với 0,5 ml nước cất. Đóng nắp và để yên trong 15 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo thành phần được hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng. Tránh hình thành bọt. Đừng lắc.
- Tham khảo phần Hiệu chỉnh của ứng dụng máy phân tích riêng.
- Làm lạnh bất kỳ vật liệu không sử dụng. Trước khi sử dụng lại, lắc trộn kỹ hóa chất.
- Không được đóng băng.

VẬT LIỆU CUNG CẤP

HbA_{1c} II Calibrator Set 5 x 0.5 ml

VẬT LIỆU CẦN THIẾT NHƯNG KHÔNG CUNG CẤP

Pipett thể tích

GIÁ TRỊ THAM CHIẾU

Level	Số lot	Giá trị tham chiếu (%)	Hạn sử dụng
1	2053HA	0.0000	2019-10-28
2	2054HA	0.0387	2019-10-28
3	2055HA	0.0771	2019-10-28
4	2056HA	0.1015	2019-10-28
5	2057HA	0.1223	2019-10-28

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.trang@gmail.com