

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ANTI-STREPTOLYSIN-O 2

(Tên trên vỏ hộp: ASO 2)

LATEX-ENHANCED IMMUNOTURBIDIMETRIC ASSAY

Mã code sản phẩm + Đóng gói:

LO 3998	R1. ASO Assay Buffer	2 x 9 ml
	R2. ASO Latex Reagent	2 x 14 ml
LO 3999	R1. ASO Assay Buffer	6 x 17.2 ml
	R2. ASO Latex Reagent	6 x 28.4 ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Hóa chất ASO2 được sử dụng để định lượng in vitro nồng độ anti-streptolysin-O (ASO) trong huyết thanh. Sản phẩm này phù hợp để sử dụng trên máy phân tích Aeroset™ và Architect™

THU THẬP VÀ CHUẨN BỊ MẪU

Huyết thanh mới lấy hoặc để đông lạnh được khuyến khích. Huyết thanh có thể được lưu trữ trong khoảng từ +2 đến +8 °C cho đến 48 giờ sau khi thu thập. Mẫu có thể được đông lạnh (-20 °C) trong thời gian dài hơn. Không sử dụng huyết tương

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ CHUẨN BỊ HÓA CHẤT

R1. ASO Assay Buffer

Cung cấp sẵn sàng để sử dụng. Ổn định đến ngày hết hạn khi được lưu trữ ở +2 đến +8 °C, tránh ánh sáng.

R2. ASO Latex Reagent

Cung cấp sẵn sàng để sử dụng. Ổn định đến ngày hết hạn khi được lưu trữ ở +2 đến +8 °C, tránh ánh sáng. Đảo ngược vài lần trước khi sử dụng, tránh tạo bọt.

R1 = ASO Assay Buffer

R2 = ASO Latex Reagent

VẬT LIỆU CUNG CẤP

ASO Assay Buffer

ASO Latex Reagent

VẬT LIỆU CUNG CẤP NHƯNG KHÔNG CÓ SẴN

Randox ASO Calibrator (Cat. No. LO2306)

Randox Liquid Specific Protein Calibrator, Cat. No. IT2691 (Level 5)

Randox Liquid Assayed Specific Protein Controls

Level 1	Cat. No. PS 2682
Level 2	Cat. No. PS 2683
Level 3	Cat. No. PS 2684

Saline (Cat. No. SA 3854)

HIỆU CHUẨN

0.9% NaCl được dùng làm đường chuẩn 0 và Randox Liquid Specific Protein Calibrator or Randox ASO Calibrator được khuyến khích cho hiệu chuẩn.

NGUỒN GỐC

Randox ASO Assay is traceable to NIBSC Q4578.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Randox liquid assayed specific protein control được khuyến nghị dùng

Để kiểm tra chất lượng. Nên chạy tối thiểu 2 mức QC cho mỗi ngày.

Các giá trị thu được phải nằm trong phạm vi cho phép.

range. Nếu các giá trị này nằm ngoài phạm vi cho phép, sau khi đã loại trừ các lỗi, các bước sau nên được tiến hành:

1. Kiểm tra cài đặt dụng cụ và nguồn sáng.
2. Kiểm tra độ sạch của tất cả các thiết bị đang sử dụng

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmed.trang@gmail.com