

English

BLOOD TYPING PROGRAMME: RQ9206

CONFIRMATION OF KIT CHARACTERISTICS AND RECEIPT DATE

Please confirm that the correct number of samples are present and that your samples have the appearance as indicated in the CHARACTERISTICS section below. Please confirm that none of the vials are broken and notify your local Randox representative immediately if there are any discrepancies. Finally, please log on to www.riqas.net to confirm the exact date on which you received this kit.

CHARACTERISTICS

The kit contains 3 vials. The vials are labelled with the sample number. There will be 4 kits in total throughout the cycle, each sent quarterly.

PREPARATION/STORAGE/STABILITY OF SAMPLES

Samples are ready to use and should be treated as you would treat normal patient/donor samples, while following your laboratory's standard operating procedures and the IFUs of your normal reagents and instrumentation.

Sample 5 = 15% ($\pm 2\%$) Simulated Whole Blood 4 mL – This should be tested for **forward and reverse ABO typing, Rh (D) Typing, antibody screening and identification, and crossmatch with the donor sample.**

Sample 6 = 15% ($\pm 2\%$) Simulated Whole Blood 4 mL – This should be tested for **forward and reverse ABO typing, Rh (D) Typing, antibody screening and identification, and crossmatch with the donor sample.**

Donor = 25% ($\pm 2\%$) RBC Suspension 2 mL – This is the donor sample and should be tested for **compatibility with samples 1 AND 2.** Once opened, the samples should be analysed within 2 days.

SAFETY

Contains human red cells that have been tested for HBsAg, STS, antibodies to HCV, HBc, HIV 1 and 2, West Nile virus, and NAT test for HIV, HBV, and HCV and found acceptable. Each donor is tested for antibodies to T. cruzi once and found acceptable. Contains bovine material obtained from a USDA approved source free of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs). However, it is recommended that this product be handled with the same precautions used for patient specimens.

For **IN VITRO** use only.

*** IMPORTANT NOTE:** Results must arrive at RIQAS by **17:00 HRS GMT** on the **FINAL DATE**. If the **RECOMMENDED ANALYSIS DATE** gives insufficient time, we suggest that the sample is analysed earlier to ensure you meet the deadline. Late results will not be accepted after the final date for the next sample.

BLOOD TYPING PROGRAMME // PROGRAMMA GRUPPO SANGUIGNO / PROGRAMA DE TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA / / 血型计划 / CHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU / / KAN TÍPI PROGRAMI / BLOOD TYPING PROGRAMME

RETURN OF RESULTS / DATES DE RETOUR / INVIO DEI RISULTATI / ENVIO DE RESULTADOS
 PLAN FOR INSENDELSE AF / CYKEL FÖR / ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ / SONUÇ GÖNDERİM TARİHLERİ / ODOSLANIE VÝSLEDKOV

CYCLE 2C / CICLO 2C / RESULTATER 2C / RESULTATRETUR 2C /
 CYKL ZWROTU WYNIKÓW 2C / 返回结果周期 2C / DÖNEM 2C / CYKLUS 2C

SAMPLE NO / ECHANTILLON NO. /
 N. CAMPIONE / N° DE MUESTRA /
 AMOSTRA N°. / PRØVENR. /
 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / PROV NR. /
 NR PRÓBKÍ / 样品号 / ตัวอย่างตรวจที่
 / ÖRNEK NO / Č.VZORKY

RECOMMENDED ANALYSIS DATE/ DATE RECOMMANDE POUR L' ANALYSE/
 DATA DI ANALISI RACCOMANDATA/ FECHA DE ANALISIS RECOMENDADA/
 DATA RECOMENDADA PARA ANÁLISE/ ANBEFALET ANALYSEDATO/
 REKOMMENDERAT ANALYSDATUM/ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 ZALECANA DATA WYKONANIA OZNACZENIA/ 推荐分析日期 /
 วันที่แนะนำให้ทำการวิเคราะห์ / ÖNERİLEN ANALİZ TARİHİ/
 ODPORÚČANÝ DÁTUM ANALÝZY

* FINAL DATE/ *DATE LIMITE/
 * DATA FINALE/ * FECHA LÍMITE /
 * DATA FINAL/ * SLUTDATO/
 * SLUTDATUM/ *ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/
 * DATA KOŃCOWA/ *最终日期/
 * วันสุดท้ายของการส่งผลกลับ /
 * SON SONUÇ GÖNDERİM TARİHİ/
 * FINÁLNY DÁTUM

5	20.07.26	27.07.26
6	20.07.26	27.07.26

ITALIANO

PROGRAMMA GRUPPO SANGUIGNO: RQ9206

CONFERMA DELLE CARATTERISTICHE DEL KIT E DELLA DATA DI RICEZIONE

Si prega di confermare che sia presente il numero corretto di campioni e che i campioni abbiano l'aspetto indicato nella sezione CARATTERISTICHE di seguito. Si prega di confermare che nessuna delle fiale sia rotta e di informare immediatamente il rappresentante Randox locale in caso di discrepanze. Infine, accedere a www.riqas.net per confermare la data esatta in cui avete ricevuto questo kit.

CARATTERISTICHE

Il kit contiene 3 fiale. Le fiale sono etichettate con il numero del campione. Ci saranno 4 kit in totale durante tutto il ciclo, ciascuno inviato trimestralmente.

PREPARAZIONE/CONSERVAZIONE/ STABILITA' DEI CAMPIONI

I campioni sono pronti per l'uso e dovrebbero essere trattati come normali campioni paziente/donatore, seguendo le procedure operative standard del laboratorio e le IFU dei normali reagenti e della strumentazione.

Campione 5 = 15% ($\pm 2\%$) Sangue intero simulato 4 mL – Deve essere testato per la **tipizzazione ABO diretta e inversa, la tipizzazione Rh (D), lo screening e l'identificazione degli anticorpi e il crossmatch con il campione del donatore.**

Campione 6 = 15% ($\pm 2\%$) Sangue intero simulato 4 mL – Deve essere testato per la **tipizzazione ABO diretta e inversa, la tipizzazione Rh (D), lo screening e l'identificazione degli anticorpi e il crossmatch con il campione del donatore.**

Donatore = 25% ($\pm 2\%$) Sospensione RBC 2 mL – Questo è il campione del donatore e deve essere testato per verificarne la compatibilità con i **campioni 1 E 2.**

Una volta aperti, i campioni devono essere analizzati entro 2 giorni.

SICUREZZA

Contiene globuli rossi umani che sono stati testati per HBsAg, STS, anticorpi contro HCV, HBc, HIV 1 e 2, West Nile virus e test NAT per HIV, HBV e HCV e risultati accettabili. Ogni donatore viene testato una volta per gli anticorpi contro T. cruzi e ritenuto accettabile. Contiene materiale bovino ottenuto da una fonte approvata dall'USDA priva di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Tuttavia, si raccomanda di maneggiare questo prodotto con le stesse precauzioni utilizzate per i campioni dei pazienti.

Solo per uso **IN VITRO**.

*** NOTA IMPORTANTE:** I risultati devono arrivare a **RIQAS** entro le **17:00 GMT** dell' **ULTIMA DATA**. Se la **DATA RACCOMANDATA PER L'ANALISI** non fornisce tempo a sufficienza, suggeriamo di analizzare il campione prima per essere certi di rispettare la scadenza. Risultati in ritardo non saranno accettati dopo l'ultima data del campione successivo.

ESPAÑOL

PROGRAMA DE TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA: RQ9206

CONFIRMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL KIT Y FECHA DE RECEPCIÓN

Por favor, confirme que esté presente la cantidad correcta de muestras y que sus muestras tengan la apariencia indicada en la sección CARACTERÍSTICAS mostrada a continuación. Confirme que ninguno de los viales esté roto y notifique inmediatamente a su representante local de Randox si hay alguna discrepancia. Por último, acceda a www.riqas.net para confirmar la fecha exacta en la que recibió este kit.

CARACTERÍSTICAS

El kit contiene 3 viales. Los viales están etiquetados con el número de muestra. Habrá 4 kits en total a lo largo del ciclo, cada uno de los cuales se enviará trimestralmente.

PREPARACIÓN/ALMACENAMIENTO/ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS

Las muestras están listas para usar y deben tratarse como trataría las muestras normales de pacientes o donantes, siguiendo los procedimientos operativos estándar de su laboratorio y las instrucciones de uso de sus reactivos e instrumentación habituales.

Muestra 5 = 15% ($\pm 2\%$) Sangre entera simulada 4 mL – Se debe realizar una prueba **de tipificación ABO directa e inversa, tipificación Rh (D), detección e identificación de anticuerpos y compatibilidad cruzada con la muestra del donante.**

Muestra 6 = 15% ($\pm 2\%$) Sangre entera simulada 4 mL – Se debe realizar una prueba **de tipificación ABO directa e inversa, tipificación Rh (D), detección e identificación de anticuerpos y compatibilidad cruzada con la muestra del donante.**

Donante = 25% ($\pm 2\%$) Suspensión de glóbulos rojos 2 mL – Esta es la muestra del donante y se debe analizar su **compatibilidad con las muestras 1 Y 2.**

Una vez abiertas, las muestras deben analizarse en el plazo de 2 días.

SEGURIDAD

Contiene glóbulos rojos humanos que han sido analizados para detectar HBsAg, STS, anticuerpos contra el VHC, HBc, VIH 1 y 2, virus del Nilo Occidental y pruebas NAT para VIH, VHB y VHC y se han considerado aceptables. Cada donante se somete a pruebas para detectar anticuerpos contra T. cruzi una vez y se considera aceptable. Contiene material bovino obtenido de una fuente aprobada por el USDA libre de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).

En cualquier caso, se recomienda manipular este producto con las mismas precauciones que se utilizan para las muestras de pacientes.

Sólo para uso **IN VITRO**.

*** NOTA IMPORTANTE:** Los resultados deben llegar a **RIQAS** antes de las **17:00 HRS GMT** en la **FECHA LÍMITE**. Si la **FECHA DE ANÁLISIS RECOMENDADA** no da tiempo suficiente, sugerimos que la muestra se analice antes para garantizar que se cumpla con la fecha límite. No se aceptarán resultados tardíos después de la fecha final para la siguiente muestra.

产品包装与收件日期确认书

请确认您所收到的样本数量正确无误, 并且样本外观与下述“产品特性”中的内容描述一致。请确认您收到的样品瓶未发生破损等异常情况, 如有任何问题, 请立即联系朗道代表处。请您在收到本包装后登陆 www.riqas.net 确认收件具体日期。

特征

包装里包含 3 个小瓶。瓶上标有样本编号。整个周期内总共会有 4 份, 每季度分发一次。

样本的配制/储存/稳定性

样本已准备好使用, 应按照您对待普通患者/捐赠者样本的方式处理, 同时遵循您实验室的标准操作程序以及您常规试剂和仪器的使用说明。

样本 5 = 15% (±2%) 模拟全血 4 毫升 - 应对其进行正向和反向 ABO 型、Rh (D) 分型、抗体筛查和鉴定, 以及与捐赠者样本的交叉配型。

样本 6 = 15% (±2%) 模拟全血 4 毫升 - 应对其进行正向和反向 ABO 型、Rh (D) 分型、抗体筛查和鉴定, 以及与捐赠者样本的交叉配型。

捐赠者 = 25% (±2%) 红细胞悬浮液 2 毫升 - 这是捐赠者样本, 应与样本 1 和 2 进行兼容性测试。

一旦打开, 样本应在 2 天内分析完毕。

安全性

包含已针对乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、梅毒血清学试验 (STs)、丙型肝炎核心抗体 (HBc)、丙型肝炎病毒 (HCV)、人类免疫缺陷病毒 1 型和 2 型 (HIV 1 和 2)、西尼罗病毒以及乙型肝炎病毒 (NAT) 进行检测并发现可接受的人类红细胞。每位捐赠者都进行了克氏锥虫抗体检测, 结果可接受。包含来自美国农业部批准的无传染性海绵状脑病 (TSEs) 的牛源材料。

然而, 建议在处理本产品时应采取与患者样本相同的预防措施。

仅供体外诊断使用。

*重要提示: 结果必须在最终日期的 17:00 人力资源标准时间 (HRS GMT) 之前到达 RIQAS。如果重新提交分析日期给出的时间不足以满足截止时间, 我们建议您提前分析样本以确保满足截止日期。最终日期后将不接受迟交的结果。

TIẾNG VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH NHÓM MÁU: RQ9206

XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN

Xin vui lòng xác nhận đúng số lượng mẫu và mẫu của bạn có hình thức như đã nêu trong phần ĐẶC TÍNH bên dưới. Vui lòng xác nhận không có lọ nào bị vỡ và thông báo ngay cho đại diện Randox tại địa phương của bạn nếu có bất kỳ sự khác biệt nào. Cuối cùng, vui lòng đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận thời gian chính xác mà bạn nhận được bộ mẫu này.

ĐẶC TÍNH

Bộ mẫu bao gồm 3 lọ. Các lọ được dán nhãn với số mẫu. Sẽ có tổng cộng 4 bộ dụng cụ trong suốt chu kỳ, mỗi bộ được gửi theo quý.

CHUẨN BỊ, LƯU TRỮ VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MẪU

Các mẫu đã sẵn sàng để sử dụng và nên được xử lý như cách xử lý mẫu bệnh nhân/mẫu hiến tặng thông thường, đồng thời tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn của phòng xét nghiệm và IFU của thuốc thử và dụng cụ thông thường của bạn.

Mẫu 5 = 15% (±2%) Máu toàn phần mô phỏng 4 mL – Cần xét nghiệm nhóm máu ABO thuận và ngược, nhóm máu Rh (D), sàng lọc và nhận dạng kháng thể, và phản ứng chéo với mẫu máu của người hiến tặng.

Mẫu 6 = 15% (±2%) Máu toàn phần mô phỏng 4 mL – Cần xét nghiệm nhóm máu ABO thuận và ngược, nhóm máu Rh (D), sàng lọc và nhận dạng kháng thể, và phản ứng chéo với mẫu máu của người hiến tặng.

Người hiến tặng = 25% (±2%) Hỗn dịch hồng cầu 2 mL – Đây là mẫu máu của người hiến tặng và cần xét nghiệm khả năng tương thích với mẫu 1 VÀ 2.

Sau khi mở, mẫu máu phải được phân tích trong vòng 2 ngày.

AN TOÀN

Chứa tế bào hồng cầu của người đã được xét nghiệm HBsAg, STS, kháng thể đối với HCV, HBc, HIV 1 và 2, vi-rút West Nile và xét nghiệm NAT đối với HIV, HBV và HCV đã được chấp nhận. Mỗi người hiến tặng được xét nghiệm kháng thể đối với T. cruzi một lần. Chứa vật liệu từ bò được lấy từ nguồn được USDA đã được chấp thuận và không có Bệnh não xốp truyền nhiễm (TSE).

Tuy nhiên, khuyến cáo nên xử lý sản phẩm này với các biện pháp phòng ngừa tương tự như đối với mẫu bệnh nhân.

Chỉ sử dụng IN VITRO.

* LƯU Ý QUAN TRỌNG: Kết quả phải đến RIQAS trước 17:00 giờ GMT vào NGÀY CUỐI CÙNG. Nếu NGÀY PHÂN TÍCH ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ không đủ thời gian, chúng tôi đề xuất phân tích mẫu sớm hơn.

การยืนยันชุดตรวจและวันที่รับชุดตรวจ

โปรดยืนยันว่าท่านได้รับจำนวนตัวอย่างถูกต้องและตัวอย่างมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในส่วนคุณลักษณะด้านล่าง โปรดยืนยันว่าไม่มีตัวอย่างชำรุดเสียหาย หากมีการชำรุดเสียหายโปรดแจ้งตัวแทนจำหน่ายของ Randoxทันที
โปรดทำการล็อกอินเข้า www.riqas.net เพื่อยืนยันวันที่ท่านได้รับชุดตัวอย่างนี้

คุณลักษณะ

ใน 1 กล่อง ประกอบด้วย 3 vials แต่ละ vial จะมีหมายเลขตัวอย่างระบุไว้ที่ข้าง vial โดยจะมี 4 ชุดการทดสอบในแต่ละ cycle และทำการจัดส่งทุกๆ 3 เดือน

การเตรียมตัวอย่างตรวจ/การเก็บรักษา/ความคงตัวของตัวอย่าง

ตัวอย่างพร้อมใช้งานและควรทำการวิเคราะห์เช่นเดียวตัวอย่างของผู้ป่วยหรือผู้บริจาคเลือด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการและคู่มือคำแนะนำการใช้งานของน้ำยาและเครื่องมือที่ท่านใช้
ตัวอย่างที่ 5 = 15% ($\pm 2\%$) Simulated Whole Blood 4 mL – สำหรับทดสอบ ABO typing, Rh (D) Typing, Antigen typing, Antibody screening and identification, และ crossmatch กับ donor sample

ตัวอย่างที่ 6 = 15% ($\pm 2\%$) Simulated Whole Blood 4 mL – สำหรับทดสอบ ABO typing, Rh (D) Typing, Antigen typing, Antibody screening and identification และ crossmatch กับ donor sample

Donor sample = 25% ($\pm 2\%$) RBC Suspension 2 mL – เป็นตัวอย่างของผู้บริจาคเลือดและใช้สำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ (crossmatch) กับตัวอย่างที่ 1 และ 2

เมื่อเปิดแล้วควรทำการวิเคราะห์ตัวอย่างภายใน 2 วัน

ความปลอดภัย

ตัวอย่างประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ที่ผ่านการทดสอบ HBsAg, STS, แอนติบอดีต่อ HCV, HBc, HIV 1 และ 2, West Nile virus และ NAT test สำหรับ HIV, HBV และ HCV และพบว่าผลการตรวจเป็นที่ยอมรับได้ ผู้บริจาคแต่ละรายผ่านการทดสอบแอนติบอดีต่อ T. cruzi และผลเป็นที่ยอมรับได้ ตัวอย่างมีส่วนประกอบที่มาจากวัวที่ได้รับการรับรองจาก USDA ที่ปราศจาก Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs)

อย่างไรก็ตาม ท่านควรทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับที่ตัวอย่างผู้ป่วย

ใช้สำหรับ IN VITRO เท่านั้น

*หมายเหตุ: ท่านจะต้องส่งผล RIQAS ภายในเวลา 17.00 hrs. GMT ของวันสุดท้ายของการส่งผลกลับ (Final Date) หากวันที่แนะนำให้ทำการวิเคราะห์มีเวลาไม่เพียงพอ

ขอแนะนำให้ท่านวิเคราะห์ตัวอย่างก่อนหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถส่งผลได้ตรงตามกำหนดเวลา LATE RESULTS หรือการส่งผลช้า จะไม่ได้รับการประเมินหากส่งผลหลังวัน Final Date

TÜRKÇE

KAN TİPİ PROGRAMI: RQ9206

KİT ÖZELLİKLERİNİN VE TESLİM TARİHİNİN ONAYLANMASI

aşağıdaki ÖZELLİKLER bölümünde belirtilen görünüme sahip olduğunu doğrulayın. Lütfen şişelerden hiçbirinin kırılmadığını doğrulayın ve herhangi bir tutarsızlık varsa derhal yerel Randox temsilcinize haber verin. Son olarak, bu kiti aldığınız kesin tarihi doğrulamak için lütfen www.riqas.net adresinde oturum açın.

ÖZELLİKLER

Kit 3 flakon içerir. Şişeler numune numarasıyla etiketlenmiştir. Döngü boyunca her biri üç ayda bir gönderilen toplam 4 kit olacaktır.

NUMUNELERİN HAZIRLANMASI/SAKLANMASI/STABİLİTESİ

Numuneler kullanıma hazırdır ve normal hasta/donör numuneleri gibi değerlendirilmeli, laboratuvarınızın standart çalışma prosedürleri ve normal reaktif ve enstrümantasyon IFU'ları takip edilerek tetkik edilmelidir.

Sample 5 = 15% ($\pm 2\%$) Simüle Edilmiş Tam Kan 4 mL – Bu örnek, forward and reverse ABO tiplemesi, Rh (D) Tiplemesi, antikor taraması ve tanımlanması ve donör numunesi ile çapraz eşleşme açısından test edilmelidir.

Sample 6 = 15% ($\pm 2\%$) Simüle Edilmiş Tam Kan 4 mL – Bu örnek, forward and reverse ABO tiplemesi, Rh (D) Tiplemesi, antikor taraması ve tanımlanması ve donör numunesi ile çapraz eşleşme açısından test edilmelidir.

Donor = 25% ($\pm 2\%$) RBC Süspansiyonu 2 mL – Bu örnek, donör numunesidir ve numune 1 VE 2 ile uyumluluğu açısından test edilmelidir. Numuneler açıldıktan sonra 2 gün içinde analiz edilmelidir.

GÜVENLİK

HBsAg, STS, HCV, HBc, HIV 1 ve 2'ye karşı antikorlar, Batı Nil virüsü ve HIV, HBV ve HCV için NAT testi açısından test edilmiş ve kabul edilebilir sonuç veren insan kırmızı hücrelerini içerir. Her donöre bir kez T. cruzi'ye karşı antikor testi yapılmış ve kabul edilebilir bulunmuştur. Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopatiler (TSE'ler) içermeyen, USDA onaylı bir kaynaktan elde edilen siğir materyalini içerir.

Ancak bu ürün için de hasta numuneleri için alınan önlemlerin aynısının uygulanması önerilir.

Yalnızca IN VITRO Kullanım içindir.

* ÖNEMLİ NOT: Sonuçlar, NİHAİ TARİH saat 17:00 GMT'ye kadar RIQAS'a ulaşmalıdır. ÖNERİLEN ANALİZ TARİHİ yetersiz süre veriyorsa, son tarihe uymanızı sağlamak için numunenin daha erken analiz edilmesini öneririz. Bir sonraki numune için son tarihten sonra geç sonuçlar kabul edilmeyecektir.

POTVRDENIE DÁTUMU PRIJATIA SÚPRAVY A CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ

Prosím potvrdte, že je prítomný správny počet vzoriek a že vase vzorky majú vzhľad uvedený v časti CHARAKTERISTIKA opísaný nižšie. Povrdte, že žiadna z injekčných liekoviek nie je poškodená, a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí okamžite informujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti RANDOX. Následne sa prihláste do svojho účtu na www.riqas.net a potvrdte presný dátum prijatia súpravy.

CHARAKTERISTIKA

Súprava obsahuje 3 fľaštičky, ktoré sú označené číslom vzorky. Celkovo obdržíte 4 súpravy počas jedného cyklu, každá súprava bude odoslaná kvartálne.

PRÍPRAVA/SKLADOVANIE/STABILITA VZORIEK

Vzorky sú pripravené na použitie a malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako, ako s normálnymi patientskymi vzorkami, dodržujte štandardné pracovné postupy vášho laboratória a návody (IFU) na použitie bežných reagensí a prístrojového vybavenia.

Vzorka 5 = 15% ($\pm 2\%$) simulovaná plná krv 4 mL – nutné testovanie **typizácie ABO, typizácie Rh (D), skríning a identifikácia protilátok a krížovú skúšku so vzorkou darcu.**

Vzorka 6 = 15% ($\pm 2\%$) simulovaná plná krv 4 mL – nutné testovanie **typizácie ABO, typizácie Rh (D), skríning a identifikácia protilátok a krížovú skúšku so vzorkou darcu.**

Darca = 25% ($\pm 2\%$) RBC suspenzia 2 mL – Toto je vzorka darcu a mala by byť testovaná **na kompatibilitu so vzorkami 1 a 2.**

Po otvorení je nutné vzorky analyzovať do 2 dní.

BEZPEČNOSŤ

Vzorky obsahujú ľudské červené krvinky, ktoré boli testované na HBsAg, STS, protilátky k HCV, HBc, HIV 1 a 2, Západonílsky vírus a NAT test na HIV, HBV, a HCV. Každý darca je testovaný na protilátky voči "T. cruzi". Obsahujú živočíšny materiál získaný zo zdroja schváleného USDA bez prenosných spongiformných encefalopatií (TSEs).

Odporúča sa však, aby sa s týmto produktom zaobchádzalo s rovnakými opatreniami, aké sa používajú pri vzorkách pacientov.

Len na použitie **IN VITRO**.

*** DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Výsledky musia byť doručené tímu RIQAS do **17:00 h GMT** v deň **FINÁLNEHO DÁTUMU**. Ak Vám odporúčaný dátum analýzy neposkytuje dostatočný čas, odporúčame, aby ste vzorku analyzovali skôr, aby ste dodržali termín. Neskoršie výsledky nebudú akceptované po finálnom dátume.